

## Visualizar el libro de registro (Resultados previos)

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso completas.

### Botones del medidor:



COMIDAS



FLECHA  
ARRIBA



FLECHA  
ABAJO



COMPROBAR

### Visualizar el libro de registros:

- [1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón COMPROBAR para entrar en el libro de registros. Aparece el resultado más reciente.
- [2] Pulse los botones de las flechas ARRIBA o ABAJO para ver los resultados registrados.

### Ejemplo:

Flecha de tendencia:

*Indica si sus lecturas en ayunas tienen una tendencia al alza, a la baja o son estables.*

Resultados de la prueba

Libro de registro (Modo)



Hora

Fecha

Etiqueta de la comida  
(aparece aquí)

Unidad de medida

### Cómo cambiar las etiquetas de comidas desde el modo de Libro de registro:

[1] Pulse el botón Comidas. La etiqueta de comida de la lectura que está visualizando empezará a parpadear.

[2] Pulse el botón Comidas para visualizar las opciones de las etiquetas de comida. Pulse el botón COMPROBAR para confirmar.

SAP-Nummer  
Sprachvariante  
Erstellversion

519486  
084  
4  
15.04.2013 / Seim  
13.05.2013 / Seim

Packmittel erstellt am  
Packmittel geändert am

Abmessungen: (B x H) 76,2 x 101,6 mm

Farben: Black  Magenta   
Cyan  Yellow   
Seite 1 Kontur 



**Botones del medidor:**

**Visualizar las medias:**

- [1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón COMPROBAR para activarlo. Se muestra el resultado más reciente.
- [2] Vuelva a pulsar el botón COMPROBAR para entrar en el modo de medias.

*Ejemplo:*

[3] Pulse el botón de Comidas para ver las medias de:  
 Todas las lecturas (sin ícono)  
 Lecturas en ayunas  
 Lecturas antes de comer  
 Lecturas después de comer

Pulse los botones de las flechas ARRIBA o ABAJO para ver los diferentes números de días incluidos en la media:  
 3 días  
 7 días  
 30 días

Modo de media  
 Media calculada  
 media  
 Número de días utilizados en la media  
 Etiqueta de la comida (si no hay ícono significa que se incluyen todas las lecturas)  
 Unidad de medida mg/dL  
 Número de lecturas utilizadas en la media

**Visualizar las medias**

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso completas.



<MART519486