

## Símbolos y mensajes

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso completas.

### Modos del medidor



Libro de registro




Medias

~A1c HbA1c estimada



Ajustes

### Flechas de tendencias

(en modo Libro de registro )

(y en modo ~HbA1c ~A1c)



Tendencia al alza



Tendencia a la baja



Estable

### Ver la HbA1c estimada (~HbA1c)

(en modo ~HbA1c ~A1c)



Número de días restantes hasta el próximo perfil solicitado



Porcentaje ~HbA1c

### Etiquetas de comida



Sin etiqueta



Ayunas



Antes de comer



Después de comer

### Ver las medias

(en modo Medias )



Número de lecturas usadas en el cálculo



Número de días usados en el cálculo

### Ajuste de fecha y hora

(en modo Ajustes )



Ajuste de hora



Ajuste de fecha

SAP-Nummer  
Sprachvariante  
Erstellversion



519487  
084  
5  
15.04.2013 / Seim  
14.05.2013 / Seim

Abmessungen: (B x H) 76,2 x 101,6 mm

Farben: Black  Magenta   
Cyan  Yellow 

Seite 1

Kontur 



Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso completas.

## Símbolos y mensajes



<MRT>519487

SAP-Nummer 519487  
 Sprachvariante 084  
 Erstellversion 5  
 Packmittel erstellt am 15.04.2013 / Seim  
 Packmittel geändert am 14.05.2013 / Seim

Abmessungen: (B x H) 76,2 x 101,6 mm

Farben: Black  Magenta   
 Cyan  Yellow   
 Seite 2 Kontur 